

Wasseranalytik

NANOCOLOR® · NANOCOLOR®



Wartungskoffer für Kleinkläranlagen

Mobile photometrische Analytik

- Kompaktphotometer PF-12 für flexible Analytik
- Thermoblock *VARIO C2* für schnelle Probenaufschlüsse
- Höchste Transportsicherheit durch robusten Koffer
- Rundküvettenteste für präzise Ergebnisse

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



NANOCOLOR® Analysenkoffer

Für die sichere Wartung von Kleinkläranlagen

Robuster Analysenkoffer

Der NANOCOLOR® Analysenkoffer von MACHEREY-NAGEL ist speziell für die Wartung von Kleinkläranlagen konzipiert worden. Sein mobiler Einsatz ermöglicht eine schnelle und sichere Überprüfung der richtigen Funktionsweise von Kleinkläranlagen. Durch die Bestückung mit NANOCOLOR® Rundküvettentesten können alle relevanten Parameter präzise und zuverlässig bestimmt werden. Die einfache Vor-Ort-Analytik gewährleistet direkte Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit und somit eine sofortige Bewertung der zu wartenden Kleinkläranlage.



Bestückt mit Photometer, Thermoblock, Reagenzien und Analysenzubehör . . .



. . . ist der NANOCOLOR® Analysenkoffer ein mobiler Messplatz für die schnelle Vor-Ort-Analytik.

Photometer PF-12

Maximale Flexibilität

- Vielseitig durch mehr als 100 vorprogrammierte Methoden
- Schnell durch automatische Wellenlängeneinstellung
- Intuitiv durch beleuchtetes Grafikdisplay mit selbsterklärender Menüführung
- Sicher durch GLP-konforme Messwertspeicherung
- Flexibel durch USB-Schnittstelle für Datentransfer, Update und Stromversorgung



NANOCOLOR® VARIO C2

Höchste Sicherheit

- Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- Arretierbare Schutzhauben für maximale Sicherheit
- USB-Schnittstellen für zukunftssichere PC-Anbindung
- CSB, gesamt-N und gesamt-P in nur 30 Minuten
- Analytische Qualitätssicherung gemäß DWA-A 704



Bestellinformationen:

NANOCOLOR® Analysenkoffer mit Photometer PF-12

REF 919 211

zur individuellen Bestückung mit
1 Thermoblock NANOCOLOR® VARIO C2, 2 Pipetten inkl. Spitzen,
3 NANOCOLOR® Rundküvettentesten, Batterien, Kalibrierküvette,
USB-Kabel, Handbuch und Software-DVD

Überreicht durch:

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Deutschland

Deutschland
und International:
Tel.: +49 24 21 969-0
Fax: +49 24 21 969-199
E-Mail: info@mn-net.com

Schweiz:
MACHEREY-NAGEL AG
Tel.: +41 62 388 55 00
Fax: +41 62 388 55 05
E-Mail: sales-ch@mn-net.com

Frankreich:
MACHEREY-NAGEL EURL
Tel.: +33 388 68 22 68
Fax: +33 388 51 76 88
E-Mail: sales-fr@mn-net.com



Since 1911