



LABOR



EAU



GAZ



DOSAGE



PROCESSUS


ensola 
LABOR ■ WASSER ■ GAS

Pipettes & Balances

Sartorius



SARTORIUS



[ensola.com](https://www.ensola.com)

Analyses de laboratoire Sartorius

Pour régler une installation de manière optimale, il faut mesurer et analyser en continu les paramètres les plus divers. Les appareils Sartorius se distinguent par leur grande précision dans les analyses de laboratoire avec les balances, les pesons-sécheurs et les pipettes de haute précision.

Les balances de laboratoire Sartorius sont idéales pour les analyses d'eau en laboratoire, par exemple pour le pesage des filtres. Sartorius fournit également les filtres de première qualité correspondants.

Ensola est le partenaire de service et de distribution de Sartorius depuis des décennies. En raison de leur qualité avérée, nous ne pouvons que recommander les produits Sartorius pour la technique de l'eau.

Balances et séchoirs à peser

Depuis 150 ans, Sartorius produit à Göttingen des balances de précision pour les pharmacies et l'industrie. Les cellules de pesage utilisées sont de haute qualité. Nous recommandons des modèles comme :

Pèse-personne analytique Quintix Pro

Données techniques

Type de mesure	Interne automatique (isoCAL)
Plage de mesure	0 - 224 g
Reproductibilité	0,1 mg
Coupe-vent	Manuel
Application	Mesure TSS/GUS



N° d'article	Article	Prix CHF
ENS08.3000	Balance d'analyse Quintix Pro	5870.-

Les prix sont donnés à titre indicatif. Vous trouverez les prix actuels dans notre boutique en ligne ou directement chez nous par e-mail/téléphone.

Balance d'analyse Sartorius BCE224i-1S

Données techniques

Type de mesure	Interne automatique (isoCAL)
Plage de mesure	0 - 220 g
Reproductibilité	0,1 mg
Coupe-vent	Manuel
Application	Mesure TSS/GUS



N° d'article	Article	Prix CHF
ENS08.3002	Balance d'analyse Sartorius BCE224i-1S	2600.-

Balance de précision Sartorius Entris II BCE6202i-1S

Données techniques

Type de mesure	Interne automatique (isoCAL)
Plage de mesure	0 - 6220 g
Reproductibilité	10 mg
Coupe-vent	-
Application	TS boues biologiques, TS boues caustiques



N° d'article	Article	Prix CHF
ENS08.3050	Balance de précision Sartorius Entris II BCE6202i-1S	3400.-

Séchoir par pesée MA37

Données techniques

Type de mesure	Humidimètre à infrarouge
Plage de mesure	0 - 70 g
Reproductibilité	1 mg
Application	TS boues biologiques, TS boues caustiques



N° d'article	Article	Prix CHF
ENS08.2000	Séchoir par pesée MA37	3640.-

Pipettes et pointes

Ensola recommande les modèles suivants :



Pipettes manuelles

Les pipettes manuelles Tacta conviennent parfaitement à l'utilisation de tests en cuvette ronde


N° d'article	Article	Prix CHF
ENS01.2000	Pipette Sartorius Tacta 100 - 1000 µl	356.-
ENS01.2005	Pipette Sartorius Tacta 500 - 5000 µl	356.-
ENS01.2040	Pipette Sartorius Tacta 1000 - 10000 µl	356.-
ENS01.2290	Portoir pour pipettes Sartorius Linear pour 6 pipettes	92.-



Pipettes électroniques

Les pipettes offrent des performances fiables et des résultats de pipetage reproductibles avec un confort d'utilisation maximal. L'utilisation est aussi intuitive que celle d'une pipette mécanique.
La pipette. Prendre en main, mettre en marche et c'est parti !

N° d'article	Article	Prix CHF
ENS01.2200	Sartorius Picus 100 - 5000 µl	957.-
ENS01.2220	Support de charge pour Sartorius Picus	289.-



Embouts de pipettes

N° d'article	Article	Prix CHF
ENS01.1120	100 - 1000 µl SART, 480 pièces	35.-
ENS01.1111	100 - 1000 µl SART Rack Refill, 10 x 96 pcs.	79.-
ENS01.1100	100 - 1000 µl Rack SART, 96 pièces	18.-
ENS01.1020	100 - 5000 µl incolore SART, 200 pièces	64.-
ENS01.1050	100 - 5000 µl SART Rack, 50 pièces	18.-
ENS01.1000	100 - 5000 µl SART, 1000 pièces	198.-

Les prix sont donnés à titre indicatif. Vous trouverez les prix actuels dans notre boutique en ligne ou directement chez nous par e-mail/téléphone.



Nos produits

Assortiment Chimie de l'eau

Produits pour l'abattage

- Sels de fer (chlorure de fer III/chlorure de fer II)
- Sels d'aluminium (chlorure d'aluminium/sulfate d'aluminium/chlorure de polyaluminium)
- Neo WaterFX300 (solution de chlorure de lanthane)
- Aluminate de sodium NaAl(OH)_4

Produits de lutte contre les micro-organismes filamenteux

- Produits mixtes (produits mixtes fer-aluminium)
- Produits combinés avec supports de charge

Polymères pour la déshydratation des boues

- Émulsions anioniques (liquides)
- Émulsions cationiques (liquides)
- Emulsions de dispersion cationique (liquide)
- Polymères solides anioniques et non ioniques
- Polymères en poudre cationiques

Produits pour la régulation du pH

- Acide sulfurique (25 - 50 %)
- Soude caustique (30 - 50 %)
- Acide chlorhydrique (25 - 32 %)
- craie/chaux

Nettoyage/réduction de la couche/démoussage

- Ropur RWI® 8000 Réducteur de revêtement
- Nettoyant pour membrane (Hypochlorite alcalin ou acide)
- PressClean (nettoyant pour machines de déshydratation et nettoyant pour fer)
- Peroxyde d'hydrogène 35
- Acide phosphorique (80 - 85 %)
- Antimousse "spécial" pour digesteur et biologie

Réduction des odeurs

Assortiment de techniques de mesure de processus et d'échantillonnage

- Échantillonneurs Maxx
- Sondes de processus Cerlic pour la mesure des MES solides et de l'oxygène
- Analyseur 3S TOC
- Photomètre de processus 3S Phosphate, nitrite, ammonium
- Technique de mesure des processus WTW
- Microtronics Mesures décentralisées

Assortiment technique de dosage

- Floccmix Systèmes pour polymères
- Pompes doseuses Grundfos pour précipitants
- Pompes de dosage Watson Marlow pour les précipités et les polymères
- Construction de réservoirs (1 - 100 m³)
- Tableaux de dosage (0 - 4000 litres/jour)
- Agitateurs IBC

Assortiment Analyses de laboratoire

- Macherey & Nagel Photométrie de laboratoire
- WTW Technique de mesure en laboratoire
- IDL Consommables de laboratoire
- Réactifs de laboratoire et produits chimiques de traitement

Détection de gaz et technique de sécurité

- Détection de gaz Riken Keiki mobile et fixe
- Martin EPI Trépieds, dispositifs antichute et grues de charge

Nos services comprennent

- Service de mesure des processus
- Service technique de laboratoire
- Service d'étalonnage pour les techniques de gaz et de sécurité
- Location de techniques de mesure de processus et de campagnes de mesure
- Saisie temporaire des données
- Dépannage à court terme

Disponibilité des produits dans les succursales suivantes



Ensola AG, Suisse

Schützenstraße 29 | 8902 Urdorf
+41 44 870 88 00 | info@ensola.com



Ensola GmbH, Autriche

Bergmannstraße 7 | 6850 Dornbirn
+41 79 800 33 88 | info@ensola.com